



**KEY LAB**  
**Medical SL**

C/ Murcia, 27  
08027 Barcelona  
SPAIN  
Tel.: +34 933 408 553  
Fax: +34 933 528 269  
E-mail: keylab@keylabmedical.com

## **FICHA TÉCNICA**

### **ACCESORIO INHALADOR**

#### **MASCARILLAS SILICONA PROCHAMBER (Neonato, Infantil, Adulto)**

Las mascarillas han sido diseñadas para ser utilizadas junto con la cámara Prochamber, indicada en aquellos casos en los que el paciente no colabora en la administración del fármaco en aerosol

#### **DESCRIPCIÓN**

Las mascarillas tienen forma anatómica buco-nasal.

Se adaptan a la anatomía de la cara con una ligera presión y sellan perfectamente evitando la entrada de aire

##### **Existen diferentes tamaños en función de la edad**

Mascarilla pequeña-neonatos para niños de 0 a 18 meses de edad

Mascarilla mediana- infantil para niños de 18 a 5 años de edad

Mascarilla grande-adultos para pacientes de más de 5 años de edad

#### **CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES**

Marca CE

Clase I

No estéril

##### **Materiales**

Están fabricadas por Silicona calidad grado médico. No contienen látex.

Son transparentes y flexibles para no dañar la piel delicada de un niño.

##### **Dimensiones**

Bajo volumen muerto

Peso 18 a 20 gramos en función del tamaño

#### **MODO DE EMPLEO**

Conecte la mascarilla a la boquilla de la cámara de inhalación

Siga las instrucciones de uso de la cámara

#### **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

Retire la mascarilla de la boquilla.

Sumerja la mascarilla 15 minutos en agua templada con un detergente líquido.

Aclare con agua limpia y sacuda el exceso de humedad.

Seque al aire o con un paño limpio

#### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No deje que los niños jueguen con la mascarilla

Si no está seguro/a de cómo utilizar este producto, consulte al farmacéutico o a su médico

## CONSERVACIÓN

Guarde su mascarilla en su envase original o en un envase adecuado mientras no la utilice  
Debe reemplazar la mascarilla después de un año de su uso continuado

## OBSERVACIONES

Debe limpiar la mascarilla después de su uso.

## PRESENTACIÓN

En cajas individuales

No está financiada por el Sistema Nacional de Salud (SNS)

Descripción	Referencia	Código Nacional
Mascarilla (Neonato) S	Ref.81110 EU	CN 2659834
Mascarilla (Infantil) M	Ref.81210 EU	CN 2664296
Mascarilla (Adulto) L	Ref.81310 EU	CN 2664371

<b>PRODUCTO Mascarilla (Neonato) S</b>	<b>CODIGO NACIONAL</b>	<b>2659834</b>
		
<b>PRODUCTO Mascarilla (Infantil) M</b>	<b>CODIGO NACIONAL</b>	<b>2664296</b>
		
<b>PRODUCTO Mascarilla (Adulto) L</b>	<b>CODIGO NACIONAL</b>	<b>2664371</b>
		

## FABRICANTE

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd  
Chichester Business Park  
City Fields Way, Tangmere  
Chichester ,PO20 2FT, UK  
Tel. +17243874000  
Fax. +4401243793029

## DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA

KEYLAB MEDICAL, S. L.  
C/ Murcia, 27  
08027-Barcelona  
Tel. 933 408 553  
Fax 933 528 269

Documento: FTMP-f/v-06  
Revisado: Abril 2014